

تعليمات الإرتداء - 218

تحتوي هذه النشرة على معلومات هامة تتعلق باستخدام المنتج واستخدامه، يرجى قراءتها بعناية للاحتفاظ بها الرجوع إليها مستقبلاً. ينبغي أن يتم دائماً اختيار العدسات المناسبة وبالصفة مناسبة في رعاية العين. من الضروري أن تتبع توجيهات مختص رعاية العين الخاص بك وكل التعليمات في الملصق للاستخدام المناسب للعدسات اللاصقة.

تعريف المنتج (الاسم) «ملاحظة: يمكن الجمع بين تعريف المنتج والأوصف»

- العدسات الكروية.
 - إير أوبتيكس™ و إير أوبتيكس أكوا® و إير أوبتيكس™ بالإضافة إلى عدسات هيدراجلايد™ اللاصقة اللينة
- العدسات الثابتة لمستديرة.
- عدسات إير أوبتيكس اللاصقة اللينة للأبوية
- العدسات متعددة البؤر.
 - عدسات إير أوبتيكس أكوا ماتي فوكال اللاصقة اللينة متعددة البؤر

عدسات لاصقة لينة منقذة للبوله٢٢عدسات عالية الإنفاذ لأوكسجين، نافذية الأوكسجين>110

وصف المنتج

تتكون مادة العدسة من حوالي 33% من الماء و67% من لورفاليكون. - وهو سيليكون فلوري يحتوي على جل ملي بمعالج السطح لإزالة التآسباتيس البرمائي اللبينية مشابهة لمادة العدسة للتحلي لون أزرق فاتح من طرف العدسة حتى طرفها الأخرى، وذلك لتسهيل رؤية العدسات أثناء الإدخال إليها.

- خصائص العدسة:**
- مؤشر الانكسار للبيئة: 1.42
- عمق السحود: ٠.96 (610 نانومتر - ١.00٠ نانومتر)
- نفذية الأوكسجين (Dk): 110 x 1٠ (سم²/مل x مم (ثاني)، عفاة عندة ٠.35 درجة مئوية (طريقة نفذا الأوكسجين المحسورة الذاتية)
- كثوة الماء: ٦3.3% بالوزن في محلول ملحي عادي

الاستخدامات (وإمى الاستخدام)

توصف عدسات إير أوبتيكس™ و إير أوبتيكس أكوا® و إير أوبتيكس™ بالإضافة إلى هيدراجلايد™ (لورفاليكون بي) اللاصقة اللينة الكروية لتنصح البصري لحفل الانكسار (فقر النظر وطول النظر) في الأشخاص الذين لديهم عدسة في العين أو الذين ليس لديهم عدسة في العين من غير العدسات بمرضى في العين والمصابين بالأبوية تصل تصل حتى ١.50 ديوبتر تقريباً لا تتداخل مع حدة البصر.

توصف عدسات إير أوبتيكس™ للأبوية (لورفاليكون بي) اللاصقة اللينة الثابتة لمستديرة لتنصح البصري لحفل الانكسار (فقر النظر وطول النظر) في الأشخاص الذين لديهم عدسة في العين أو الذين ليس لديهم عدسة في العين من غير العدسات بمرضى في العين والمصابين بالأبوية تصل تصل حتى 6.00 ديوبتر.

توصف عدسات إير أوبتيكس أكوا®ماتي فوكال (لورفاليكون بي) متعددة البؤر، اللاصقة اللينة لتنصح البصري ليسر الشيخوخة مع أو بدون خلل الانكسار (فقر النظر وطول النظر) في الأشخاص الذين لديهم عدسة في العين أو الذين ليس لديهم عدسة في العين من غير العدسات بمرضى في العين والذين قد يحتاجون إضافة قرادة بمعدل +3.00٠ ديوبتر أو أقل والمصابين بالأبوية تصل تصل حتى ١.50 ديوبتر تقريباً لا تتداخل مع حدة البصر.

يتم استخدام العدسات يومياً أو لفترات متقطعة تصل حتى ٦ أيام من الإرتداء المستمر مع تزنها لتختص منها، أو لتنظيفها وتطهيرها (كيميائياً وليس حرارياً) قبل إعادة إدخالها، حسب توجيهية مختص رعاية العين. ينبغي التخلص من العدسات واستبدالها بزوج جديد كل شهر أو بتكرار أكبر إذا أوصى بذلك مختص رعاية العين.

مواقع الاستخدام (أسباب عدم الاستخدام)

لا تستخدم عدسات (لورفاليكون بي) اللاصقة في حال وجود أي مما يلي:

- نظرس حو (مخالف العين)
- شريط دمعي في كامل (مخالف العين)
- نقص حو القرنية (حساسية منخفضة في القرنية)
- استخدام أي دواء محلي أو موضعي يتعارض مع إرتداء العدسة اللاصقة، بما في ذلك أدوية العين
- أي مرض جلدي يمكن أن يتداخل أو يتعارض مع ارتداء العدسة العين اللاصقة الأمن أو الإسقاط بها، وأو رعايتها
- إذا أصرت العين الجفاف.

تحذيرات

ظهر أن خطر الإصابة بالتهاب القرنية القرصي (وهو عدوى خطيرة في العين) أكبر بين مستخدمي العدسات اللاصقة المخصصة للإرتداء لفترة طويلة مقارنةً بمستخدمي العدسات التي يتم إزالتها يومياً (Cutter 1996).
يمكن أن تظهر عدسة خطيرة في العين، بما في ذلك قرح القرنية (التهاب القرنية القرصي) بسرعة وأن يؤدي إلى فقد البصر. يزيد ارتداء العدسة اللاصقة من خطر حالات عدوى العين. يزيد العدسات وأو العدسجين من خطر التهاب القرنية القرصي. استخدم العدسات اللاصقة (Cutter 1996).
تظهر الدراسات أن مرضى العدسات اللاصقة من المدخنين معرضون لخطر أكبر من الإصابة بالتهاب القرنية القرصي مقارنةً بغير المدخنين.
إذا أصعب المريض رعايتها في العين شعوراً بوجود جسم غريب، زيادة في الدموع، فترات في الرؤية، أحمرار في العين أو مشاكل أخرى في عينية، ينبغي أن يتم إلقاء المرض تعليمات بزراع العدسات فوراً والاتصال بسرعة بمختص رعاية عينية.

من الموصى به أن يقوم مرشدو العدسة اللاصقة بإزالة عدسات رؤية العين الخاص بهم بانتظام حسب التوجيهات.
يمكن أن ينتج عن المشاكل مع العدسات اللاصقة ونتائج العناية بالعدسات إصابة خطيرة للعين. من الضروري أن يتبع مستخدمو العدسات اللاصقة توجيهات مختص رعاية العين الخاص بهم وكل التعليمات في الملصق للاستخدام الملائم لعدساتهم ونتجات رؤية العين.
ينبغي عدم استخدام السوائل غير المعقمة (مثل مياه الصنبور، الماء المنظف، المحلول الملحي منزلي الصنع، أو الصاب) كبدائل لأي مكون في عملية إزالة العدسة.
حاجب استخدام مياه الصنبور، ولقاء المنظف يرتبط بالتهاب القرنية الشوكسيي، وهي عدوى في القرنية مقاومة للعلاج والشفاء.

الطورين العامة:

إذا أصاب جيكب أي نوع من المواد الكيميائية (للمنتجات للترطيب، محاليل البسنت، المواد الكيميائية المخبرية، وما إلى ذلك):

- احفظ العينين فوراً بمحلول ملحي جديد أو ماء الصنبور.
- ارزع العدسة وتخلص منها واتصل بمختص رعاية عينك فوراً أو توجه إلى غرفة طوارئ المستشفى دون تأخير.

التعريف الوافية

تدوير وافية خاصة بأخص رعاية العين:

- عند اختيار تصميم ومقاس، عدسة مقلدة ينبغي أن ينظر مختص رعاية العين إلى كل خصائص العدسة التي يمكن أن تؤثر على أداء العدسة وعلى صحة البصر، بما في ذلك نفذا الأوكسجين والسك المركزي والمناحي وظفر المنقطة الحجرية.
- ينبغي تقليم عدسة بصر المرئى وراء العدسة على العين بشكل حرجى عند صرف العدسة في البداية ومراقبة ذلك بشكل مستمر بواسطة مختص رعاية العين.

- ينبغي عدم استخدام الفلوريسين، وهي صبغة ملءراء أثناء وجود العدسات في عيني المريض؛ تمنص العدسات هذه الصبغة وتغير لونها. قد تكون لدى مرضى السكري حساسية قوية منخفضة ما يجعلهم أكثر عرضة لإصابة القرنية وعدم شفائها بنسب السرعة أو بشكل كامل مقارنةً بغير المصابين بالسكري.
- يمكن أن تحدث فترات في الرؤية أو فترات في تحمل العدسة أثناء العمل أو استخدام مواقع العمل القموية. نية المرض إلى ذلك.
- ينبغي أن يعطي مختص رعاية العين تعليمات للمريض بنزع العدسات فوراً في حال أصبحت العين حمراء أو منهتجة.
- قبل مغادرة مكتب مختص رعاية العين، ينبغي أن يكون المرئى قادرين على نزع عدساتهم بشكل فوري أو أن يكون معهم شخص آخر متاح يمكنه نزع العدسات لهم.
- فحص العين الروتيني ضرورية لضمان استمرار صحة عيني المرئى.
- نوصي Aclon أن يراجع المرئى مختص رعاية عينيةهم مرة كل عام أو بمعدل أكبر طبقاً لما يوصى به مختص رعاية العين.

التعريف الوافية لإرتداء العدسة:

- الخصص يوصى بعينياً لتأكد من أنها لن تؤذي بصحة عينها وأنها لنسعر بإحرامه وأن نظرك واضح.
- المنظف على صفة وسامة عينية، ينبغي أن يحدّد مختص رعاية عينج جدول إرتداء العدسة. ما ي عصف مختص رعاية العين جدول إرتداء عدسات العدسة. لا تترّد عدسات (لورفاليكون بي) اللاصقة أثناء النوم.
- لا تشارك العدسات مع أي شخص حيث يمكن أن يؤدي هذا إلى انتشار البكتات المجرهية وهو ما يمكن أن ينتج عنه مشاكل صحية خطيرة في العين. لا تسحب أبداً للعدسات اللاصقة بالتماس مع السوائل غير المعقمة (ما في ذلك ماء الصنبور والصاب) حيث يمكن أن يحدث تلوث ميكروبي، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى تلف دائم في العين.
- استشر مختص رعاية العين الخاص بك قبل إرتداء العدسات أثناء النشاطات الرياضية، بما فيها السباحة والأنشطة المنطقفة بالمياه، اللوقية من العتريش لتجنب ميكروب أو تلف العدسة.
- ارزع عدساتك وتخلص منها عند التعرض ليجاز حار أو مسب للتجفاف.
- تخلص من العدسة اللاصقة التي أصبحت جافة أو تالفة. استبدالها بعدسة جديدة.
- من الموصى به أن يقوم مرشدو العدسة اللاصقة بزيارة مختص رعاية العين الخاص بهم مرة واحدة على الأقل في العام أو حسب التوجيهات.
- أبلغ رب عائلتك بارتدائك عدسات لاصقة خاصة أو كنت وظيفتك تشمل إرتداء معدات حماية للعين.
- تخطيط طريقة لترجع فوة العدسة اللاصقة بشكل غير المتواظ مع إرجاع العدسة في العين. تأكد من أن فوة العدسة على كل حثريط معدني صحيحة لتلك العين.
- كن حذراً أثناء استخدام الصابون المرهم، الكرمات، مواد التجميل أو مرزلات العرق، حيث يمكنها أن تسبب التهيج إذا لمست عدساتك.
- أدخل العدسات قبل وضع عدسات التجميل وإزالتها قبل رفع مواد التجميل.
- احصل عدساتك دائماً مع عدسات احتياطية أو نظارات احتياطية.
- لا تستخدم العدسات بعد تاريخ انتهاء الصلاحية.

رددو العمل للمحاكاة (الاشكال المحتملة وما يجب عمله)

يمكن أن تحدث مشاكل مع إرتداء العدسات اللاصقة ويمكن أن تظهر في البداية على هيئة واحدة أو أكثر من العلامات والأعراض التالية:

- الشعور بجسم غريب في العين (الشعور بوجود شيء في العين)
- عدمية غير مريحة
- احمرار العين
- حساسية للشمس
- الجفوة، الخوف، الحكة أو دمع العينين
- رؤية قوس قزح أو هالات حول الأضواء.
- زيادة في إفرازات العين
- ارتفاع في الألمع
- قلة العين الجاف أو المستمر

يمكن لهذه الأعراض في حال تجددت أن تؤدي إلى المزيد من المضاعفات الخطيرة.

ماذا يجب فعله في حال حدوث مشكلة

- إذا حدثت أي من العلامات أو الأعراض أعلاه، ازرع العدسات فوراً.
 - إذا توقف الإنتاج أو للمشكلة النظر في العدسةالعدسات جيّدًا.
 - إذا كانت العدسة متضررة بأي شكل، لا ترسها في العين. استبدالها بعدسة جديدة أو استشر مختص رعاية العين الخاص بك.
 - إذا كانت العدسة ممتصة أو مليئة برمش أو جسم غريب، أو نوبقت للمشكلة وبدأ على العدسة أنها سامة، فم بتنظيفها جيّدًا وحفظها وتطهيرها قبل إعادة إدخالها في العين.
- إذا استمرت الأعراض أعلاه بعد رفع العدسة أو بعد إعادة إدخالها، فإترع العدسة فوراً. كلّ التصل بسرعة بمختص رعاية العين الخاص بك.

يمكن أن تكون هناك حالة خطيرة مثل العدوى أو قرحة القرنية (التهاب القرنية القرصي) أو التهاب القرصية. يمكن أن تتقدم هذه الحالات بسرعة وقد تؤدي إلى فقدان دائم للبصر. ينبغي إبلاغ رددو العمل الأفل، خطورة مثل السحجات، تلفخ الظهارة، والتهاب المتحصنة البكريي وعلاجها بشكل ملائم لتفادي المضاعفات.

- يمكن إزاعة الجفاف العارض بالمرشح بشكل كامل عدة مرات أو باستخدام فترات إعادة ترطيب العدسات المستعدة للاستخدام مع العدسات اللاصقة اللينة. إذا استمر الجفاف فاستشر مختص رعاية العين الخاص بك.
- إذا التصقت العدسة (لوقت غير الحركة)، ضع عدة قطرات من محلول إعادة ترطيب العدسة اللاصقة وانتظر حتى تبدأ بالحركة بسهولة على العين؛ إذا استمرت لتتشكلت لعمل مختص رعاية العين الخاص بك.
- إذا تعكرت العدسة من مركز العين فقد يكون من الممكن إعادة مركزها بالطريقة التالية:
 - اغسل جفنيك وتدايك العدسة بعود إلى مكانها برفق
 - انظر في اتجاه العدسة والمرض برفق
 - أو دفع العدسة التي تحركت من مكانها برفق على القرنية ببطءة قليلة من الأصبع على حافة الجفن العلوي أو السفلي
- إذا تعكرت عدسة في عينك، إنّ اللصق بحرص بلرفصها كما أو كنت دفع عدسة سامة. إذا لم يبد على قطع العدسة أنها تتحرك بسهولة، فلا تفرص تجيب العين. أفضل محلول ملحي. إذا لم يساعد هذا، اتصل بمختص رعاية العين الخاص بك للحصول على المساعدة.

إرشادات الاستخدام

جدول الإرتداء والاستبدال الموصى به

ينبغي أن يحدد مختص رعاية عين جدول إرتداء العدسات واستبدالها بناءً على احتمالات المرض الفردية والحالات الفسيولوجية. يمكن أن يوصى مختص رعاية العين بالارتداء اليومي للعدسة فقط أو الإرتداء المطول لفترات تصل إلى 6 أيام، لا لجميع الوصول إلى الفترة القصوى لرسن إرتداء العدسة المحتمل في ٦ إيا، متواصله.

ينبغي التخلص من العدسات واستبدالها بزوج جديد كل شهر أو بتكرار أكبر إذا أوصى بذلك مختص رعاية العين.

تعليمات الإسقاط بالعدسة

- اغسل يديك وتطظفها جيّدًا على الدوام وحفظها بظفوة نظيفة خالية من الورير قبل الإسقاط بالعدسات اللاصقة.
- ترج حثريط الجوايت (المضوي على العدسات الجديدة) برفق قبل اللصق.
- ارفع العدسة في حثريط الجوايت (أو عبوة حفظ العدسات بأحسبة للعدسات التي سبق إرتداؤها) بعينها برفق في كف يداك.
- تأكد من أن العدسة قد خرجت بالكامل وأنه تعمل العدسة الصحيحة لكل عين.
- الخصص العدسات قبل إدخالها في العين.
- لا تدخل عدسات تالفة أو غير نظيفة.

تعليمات إدخال العدسة

اغسل يديك وتطظفها جيّدًا وحفظها بمظفوة نظيفة خالية من الورير قبل الإسقاط بالعدسات اللاصقة.

- ضع العدسة على طرف سبابتك اليمنى أو اليسرى النظيفه والجافة. ضع الأصبع الأوسط من نفس اليد بفرق الرموش السفلية واسحب الجفن السفلي إلى الأسفل.

- استخدم أصابع اليد الأخرى لرفع الجفن العلوي.
- ضع العدسة مباشرة على العين (الترربة)، وقف الأصبع برفق بعيداً من العدسة.
- انظر إلى الأسفل واترك الجفن السفلي بطء.
- انظر إلى الأمام واترك الجفن العلوي بطء.
- ارمش برفق.

تعليمات إزالة العدسة

- اغسل يديك وتطظفها جيّدًا وحفظها مائماً بظفوة نظيفة خالية من الورير.
- ارمش بشكل كامل عدة مرات.
- أثناء النظر إلى أعلى، استخدم طرف أصبعك لابق العدسة إلى الأسفل على الجزء الأيضي من العين.
- ارزع العدسة من خلال فرضها برفق بين الإبهام والسبابة. لا تفرص تسح العين.
- إذا كان من الصعب الإسقاط بالعدسة، خذف أصابعك مرة أخرى وحاول مجدداً. لا تستخدم قطرات إعادة الترطيب في هذه الحالة.
- لا تفرق أبداً باستخدامك للمنظف، الكروي المنظف، الجوايت الحادة أو القطارة لرفع عدساتك من حاوية العدسة أو من عينية.

إذا أصعبت مشاكل في نزع العدسة (كانت العدسة متحركة من المركز أو متضررة)، انظر ماذا يجب فعله في حال حدوث مشكلة في قسم رددو العمل **معاكسة أعلاه**.

تعليمات أساسية للعناية بالعدسات

- في كل مرة يتم فيها نزع العدسات من العين، لا بد من تنظيفها وحفظها وتطهيرها بشكل الملائع قبل إعادة استخدامها.**
 - يمكن أن يوصى مختص رعاية العين وأن يوفر تعليمات لنظام رعاية العدسة الملائم.
 - نشتحات رعاية العدسة استخدامات وتعليمات مختلفة. فتأكد مشاكل العين أو تلف عدساتك، اقرأ دائما واتبع برخص تعليمات المنتج
 - تتلفح خصص مشتحات رعاية العدسة طبقاً فرق وحفظ. إذا كان الأمر كذلك، اتبع تعليمات مصنع رعاية العدسة فيما يتعلق بكمية المحلول، وقت العزق والتخفيف لتقليل خطر الإصابة بحالات عدوى العين الخطيرة.
- نظف عدساتك وعزونها:**
 - استخدم فقط محلول رعاية عدسة لاصقة حديثاً في كل مرة تنظف فيها عدساتك.
 - سيحافظ مقدار الوقت الذي يمكنك فيه تعززين عدساتك قبل الحاجة إلى تكرار خطوات التنظيف والتطهير أيضًا لمنع رعاية العدسة للتلوث.
 - لا تستخدم أبداً العبوة مع محاليل رعاية العدسة أو تطهير العدسات.
 - لا تستخدم قفازات قطنية قديمة متروكة في عبوة عدساتك أو الرزادة عليها، حيث أن إعادة استخدام المحلول تقلل من فعالية تطهير العدسة ويمكن أن تؤدي إلى عدوى شديدة أو إلى فقد الرؤية أو العمي، الرزادة في المحلول تعمي أن تلتصق محلولاً حديثاً على المحلول القديم في عبوتك.
 - بعد الفتح، تخلص من أي محلول يتبقى بعد الفترة التي أوصى بها مصنع المنتج.
 - لا تستخدم منتجات مصممة للعدسات الطبية أو لإعادة المنقذة للظفرات.
 - لا تستخدم أبداً العبوة مع محاليل رعاية العدسة أو تطهير العدسات.
 - لا تستخدم في أي محلول ملحي، أو محلول ملحيًا أو قطرات إعادة الترطيب لتطهير عدساتك. انظر هذه التحذيرات لمعلومات عن المنتجات التي يجب استخدامها فقط للرؤية أو العمي.

تعليمات أساسية لعودة العدسات

تختلف محاليل رعاية العدسات ومنتجات العدسات اللاصقة ولديها استخدامات مختلفة وتعليمات استخدام مختلفة. بعض العبوات مخصصة لتعززين العدسات اللاصقة فقط (بشار إليها أحياناً باسم عبوة العدسة المنطقفة أو حاوية العدسة)، في حين أن بعضها مصمم ليحوي على فرش معادن للاستخدام مع أنظمة تنظيف وتطهير ويوكسيد الهدوجين. إذا كنت لا تتردد في العدسات بشكل يومي، يمكن تعززين العدسات المنطقفة والمطهرة في عبوة غير مفتوحة لفترة من الزمن لتختلف بيكاً بمحلول اللاصقة وعبوة العدسة المستخدمن. اتبع دائماً التعليمات الممزودة من مصنع منتجات رعاية العدسة المستخدمة.

- ينبغي على مختص رعاية العين تقديم تعليمات للمريض حول كيفية استخدام محاليل رعاية العدسة وعبوة العدسة الموصى بها.
- يمكن أن تكون عبوات العدسات اللاصقة مناسبة للتسبب البكريي ويتواج إلى تنظيف مالم وتطهيرها واستبدالها لتفادي التلوث أو تلف العدسات:
 - نظف عبوات العدسات اللاصقة محلولو عدسات لاصقة ملامم وحفظها طبقاً لتعليمات عبوة العدسات. تعليمات التحطيف مثل التحطيف الملائم.
 - اغسل عبوات العدسات اللاصقة مرة كل ٣ شهور على الأقل أو حسب توجيهية مصنع عبوة العدسة.
 - استبدل عبوات العدسات المخصصة عينيهاً واخصوية على فرش معادن طبقاً لتعليمات المنتج، أو في وقت أقرب، من ذلك إذا كانت العدسات المنطقفة والمطهرة جافة وشعرًا بالقرحة والوخز.
 - لا تعززن عدساتك أو تنظف عبوة عدساتك بالماء، أو أي محلول غير معقم آخر. استخدم فقط تطهير جديد لتفادي تلوث عدساتك أو عبوة العدسات. استخدام محلول غير معقم يمكن أن يؤدي إلى عدوى حادة أو فقد الرؤية أو العمي.

محتويات العبوة

يتم توريد كل عدسة في حثريط حاويات بلاستيكي مضمون برفاعة معدنية يحتوي على محلول ملحي معقم، وهي معقمة بالمبخار المحلول الملحي هو كالتالي:

- إير أوبتيكس و إير أوبتيكس أكوا: محلول فوسفات ملحي معقم (PBS) ٠.١% حامل ترطيب كوبوليمر 845 (0.2%)
- إير أوبتيكس أكوا® و إير أوبتيكس ماتي فوكال متعددة البؤر: محلول فوسفات ملحي معقم مع 0.2% VP/DMAEMA و٠.04% عوامل ترطيب بوليوكسيثيلين،بوليوكسيبولينج.

حثريط الجوايت يتم غسل بحسب القواعد، الفطر، الديوتريك، الأبوظة والجور (حيث يتعلق الأمر)، القوة الإضافية (حيث يتعلق الأمر)، ولحم خذف المنتج وتاريخ انتهاء الصلاحية. يمكن أن يحتوي الغلاف أيضًا على رمز للنتج LFB110 و إير أوبتيكس LFB 11٠x و إير أوبتيكس أكوا LFB110x و إير أوبتيكس بالإضافة إلى هيدراجلايد (LFB 110-T و LFB 110-MF و LFB 110-AR). إير أوبتيكس أكوا هيدراجلايد متعددة البؤر (LFB).

يتم توريد العدسات في طب كروية تحتوي على عدد يصل إلى 6 عدسات لاصقة لكل منها معقمة بشكل فوري.

المراجع

Cutter GR, Chalmers RL, Roseman M. The Clinical Presentation, Prevalence, and Risk Factors of Focal Corneal Infiltrates in Soft Contact Lens Wearers. *The CLAO Journal*. Jan 1996; 22 (1): 30-37.

Schein OD, Glynn RJ, Poggio EC, Seddon JM, Kenyon KR. The Relative Risk of Ulcerative Keratitis Among Users of Daily-Wear and Extended-Wear Soft Contact Lenses. *N Eng J Med*. 1989; 321(12):773-83.

الاصتاداتالرموز المستخدمة على الملصق	
الاصتادالرمز	التعريف
BC	محتويالمنقذة
DIA	القطر
PWR	القوة
CYL	للخطوة
AXIS	لتدوير
LO	مخفف
MED	منصّب
HI	منبّع
ADD	القوة
MAX	الحد الأقصى
L	ليس
R	ليمين
	معلومات خرسانية تعطي
LOT	ورقكتشفية
	معلومات
STERILE	معلومات
	علامةالامتثال الأوروبية
	تسبة
	لا تستخدم إذا كان تريت الجوايت معتمراً
EC REP	وكيلمستعمل للمنتج الأجنبي
TI	رائع تعليمات الاستخدام
	تسبببصرف القانون الفيدرالي الولايات المتحدة؛يجب هذا المنتج على مختص رعاية عين مرضى أوأداء على طلب منه

CE

0086

CE

Alcon Laboratories, Inc.
6201 South Freeway
Fort Worth, TX 2099-76134, USA

Alcon Laboratories (UK) Ltd.
Frimley Business Park, Frimley, Camberley
Surrey, GU16 7SR, United Kingdom

يجب التخزين بدرجة حرارة قدر ٢٠ درجة مئوية

المستورد وحامل التسجيل:

لايبيدوت ديكاكال لاستيراد والتسويق م.ض.

شارع هشيطاه ٨، ص. ب. ٢00٢

الدولة الصناعية قيسارية، ٢٠٨٩٢

خدمة العملاء: ٩٠٠٣٣٠٧٠٠٠٠٢٣

معتمد من وزارة الصحة، وحدة المعدات الطبية، رقم التسجيل ٤٢٥٠٠٥٦٥:

تاريخ الإعداد: 04.20١7

<أدخل رقم قطعة مكون الملصق>

* علامة تجارية لشركة Novartis

© Novartis 20١7



By Ross, Steve

3:59 pm, Aug 02, 2017

CDR#000107 - Revised 12-Mar-2015

Alcon PACKAGING		
FILE NAME: 91020633 IFU AOHG IL	COLORS: Process Black	
ARTIST: Ross, Steve	ART REV: B	DATE: 08.02.2017 03:58 PM
SPECIAL INSTRUCTIONS:		